




4 Empfindlichkeit
30 Winkelminuten,
pro 2 mm Blasenweg

2

d ₁	d ₂	d ₃ -0,2	h ₁	h ₂
20	12	18	10	8
25	14	20	12	9
30	20	28	13	10

Ausführung

- Gehäuse
Aluminium
eloxiert, naturfarben
eloxiert, schwarz
- Libelleneinsatz
Glas-Kunststoffkörper
Füllung
farblos-transparent
- Vergussmasse
mineralisch
- RoHS

● ALN
● ALS

K

Hinweis

Dosenlibellen GN 2278 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Das Gehäuse ist an seinem unteren Durchmesser d₃ mit Rillen versehen. Eine Fixierung z. B. durch Kleben wird dadurch erleichtert.

Die Libellen sind zur Bezugs- bzw. Auflagefläche ausgerichtet, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Dosen- und Längslibellen → Seite 309

Auf Anfrage

- Füllung, grün-transparent
- andere Empfindlichkeiten
- Messing- oder Edelstahl-Gehäuse

Bestellbeispiel

GN 2278-ALS-25-K-30

1	Werkstoff / Oberfläche
2	d₁
3	Füllung
4	Empfindlichkeit